

Wb, Elisa용 항Ifna10 토끼 다클론 항체 - P01566

품목 번호: CM0024125

소개

인간 인터페론 알파-10(IFNA10)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 래트와 교차 반응성을 가집니다. 항바이러스 연구 및 진단 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFNA10 토끼 pAb
비고/별칭	IFN-alphaC; IFNA10
종	인간
유전자ID (인간)	3446
유전자ID	3446
면역원	인간 IFNA10 (NP_002162.1)의 아미노산 24-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	P01566
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩