


Anti-Ifnar1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17181

품목 번호: CM0023341



소개

인간 IFNAR1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 제1형 인터페론 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	IFNAR1 Rabbit pAb
비고/별칭	AVP; IFRC; IFNAR; IFNBR; IMD106; IFN-alpha-REC; IFNAR1
종	인간
유전자 ID	3454
면역원	인간 IFNAR1 (NP_000620.2)의 아미노산 470-557에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17181
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백