

Wb, Elisa용 Anti-Ifngr1 단일클론 항체 - P15260

품목 번호: CM0002110



소개

사람 IFNGR1 (CD119)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 인터페론 감마 신호 전달 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] IFNGR1 Rabbit mAb
비고/별칭	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; R1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3459
유전자 ID	3459
면역원	사람 IFNGR1 (NP_000407.1)의 아미노산 270-489에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P15260
단백질 크기	54kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)