

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ifngr1 토끼 단일클론 항체 - P15260

품목 번호: CM0002065



소개

인간 IFNGR1 (CD119)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 인터페론 감마 신호 전달 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IFNGR1 Rabbit mAb
비고/별칭	CD119, IFNGR, IMD27A, IMD27B, IFNGR1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3459
유전자 ID	3459
면역원	인간 IFNGR1 (P15260)의 아미노산 390-489 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P15260
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백