

Wb 및 Elisa용 Anti-Ifngr2 폴리클로날 항체 - P38484

품목 번호: CM0027036



소개

이 토끼 유래 Anti-IFNGR2 폴리클로날 항체는 웨스턴 블롯팅(WB) 및 ELISA 응용을 위해 설계되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보여 인터페론 신호 전달 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	IFNGR2 Rabbit pAb
비고/별칭	AF-1; IFGR2; IMD28; IFNGT1; IFNGR2
종	인간
유전자 ID (인간)	3460
유전자 ID	3460
면역원	인간 IFNGR2 (NP_005525.2)의 아미노산 238-337 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P38484
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백