

Wb, Elisa용 Anti-Ifngr2 폴리클로날 항체 - P38484

품목 번호: CM0016716



소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 인간 IFNGR2(인터페론 감마 수용체 2)를 검출하며, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 인터페론 감마 신호 전달 및 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IFNGR2 Rabbit pAb
비고/별칭	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
종	인간
유전자 ID (인간)	3460
면역원	인간 IFNGR2 (NP_005525.2)의 아미노산 221-322에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P38484
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백