

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ifnl1 다클론 항체 - Q8Iu54

품목 번호: CM0025975



### 소개

사람 IFNL1(IL-29)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 항바이러스 및 면역조절 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | IFNL1 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | IL29; IL-29; IFNL1                                            |
| 종           | 사람                                                            |
| 유전자 ID (사람) | 282618                                                        |
| 면역원         | 사람 IFNL1 (NP_742152.1)의 아미노산 20-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 사람, 생쥐, 래트                                                    |
| SWISS       | Q8IU54                                                        |
| 단백질 분자량     | 22kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 팩                                                         |