

Ihc-P 및 Elisa용 항-Ifnl3 다클론 항체 - Q8Izi9

품목 번호: CM0015496



소개

인간 IFNL3(IL-28B/IL-28C)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 상피 조직에서 III형 인터페론 매개 항바이러스 방어 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFNL3 토끼 pAb
비고/별칭	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-람다-3; IFN-람다-4; IFNL3
종	인간
GeneID (인간)	282617
GeneID	282617
면역원	인간 IFNL3 (NP_742151.2)의 아미노산 22-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IZI9
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스백