

Anti-Ifnl3 다클론 항체 (Wb & Elisa용) - Q8Izi9

품목 번호: CM0027953



소개

인간 IFNL3(IL28B/IL28C)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 생쥐와 교차반응성을 가집니다. 항바이러스 및 면역조절 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFNL3 토끼 pAb
비고/별칭	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-람다-3; IFN-람다-4; IFNL3
종	인간
유전자ID (인간)	282617
유전자ID	282617
면역원	인간 IFNL3 아미노산 1-100번 영역 내 합성 펩타이드 (NP_742151.2)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8IZI9
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩