

Wb, Elisa용 항-Ifnlr1 토끼 다클론 항체 - Q8Iu57

품목 번호: CM0016960



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-IFNLR1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 상피세포에서 항바이러스 방어 및 JAK/STAT 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFNLR1 토끼 pAb
비고/별칭	IFNLR; LICR2; IL28RA; CRF2/I2; IL-28R1; IFNLR1
종	인간
GeneID (인간)	163702
GeneID	163702
면역원	제조합 단백질 / 인간 IFNLR1(NP_734464.1)의 아미노산 21-228에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8IU57
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩