

Wb, Elisa용 항-Ifrd1 다클론 항체 - O00458

품목 번호: CM0018482

소개

인간 IFRD1(PC4/TIS7)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드에서 교차 반응성을 보입니다. 신경성장인자(NGF) 신호전달 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFRD1 토끼 pAb
비고/별칭	PC4; TIS7; IFRD1
종	인간
GeneID (인간)	3475
GeneID	3475
면역원	인간 IFRD1(NP_001541.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩