

Wb, Elisa용 항-Ifrd1 토끼 다클론 항체 - O00458

품목 번호: CM0029723

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 사용할 수 있는 인간 IFRD1(PC4/TIS7)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. NGF 매개 분화 및 발달 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFRD1 토끼 pAb
비고/별칭	PC4; TIS7; IFRD1
종	인간
유전자 ID (인간)	3475
유전자 ID	3475
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00458
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스팩