

Wb, Elisa용 Anti-Ift57 토끼 다클로날 항체 - Q9Nwb7

품목 번호: CM0024721

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 IFT57 (HIPPI, OFD18)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 섬모 및 헤지호그 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFT57 Rabbit pAb
비고/별칭	HIPPI; OFD18; MHS4R2; ESRRBL1; IFT57
종	인간(Human)
유전자 ID	55081
면역원	인간 IFT57 (NP_060480.1)의 아미노산 170-429에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9NWB7
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)