

Wb, Elisa용 Anti-Ift74 다클론 항체 - Q96Lb3

품목 번호: CM0017492

소개

섬모 내 편모 수송 단백질 74 상동체(IFT74) 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 사람, 마우스 및 랫드에 반응합니다. 섬모 형성 및 편모 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFT74 토끼 pAb
비고/별칭	CMG1; BBS22; CCDC2; CMG-1; JBTS40; SPGF58; IFT74
종	사람
유전자 ID(사람)	80173
유전자 ID	80173
면역원	사람 IFT74(NP_001092694.1)의 아미노산 1-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q96LB3
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩