

Wb, Elisa용 Anti-Ift88 단일클론 항체 - Q13099

품목 번호: CM0003869

소개

인간 IFT88를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 일차 섬모 형성 및 자가포식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFT88 토끼 mAb
비고/별칭	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
종	인간
GeneID (인간)	8100
GeneID	8100
면역원	인간 IFT88의 아미노산 534-833에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_783195.2).
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13099
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩