


Wb용 Anti-Igf1 다클론 항체 - P05019

품목 번호: CM0020987



소개

Western blot용 인간 IGF1(인슐린 유사 성장 인자 I)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 반응합니다. 성장 인자 신호전달, 세포사멸 및 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IGF1 Rabbit pAb
비고/별칭	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
종	인간
GeneID (Human)	3479
GeneID	3479
면역원	인간 IGF1(NP_000609.1)의 아미노산 65-165 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P05019
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩