


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Igf1 토끼 다클론 항체 - P05019

품목 번호: CM0017281



소개

인간 IGF1(인슐린 유사 성장 인자 1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 IGF1과 교차 반응합니다. 성장 인자 신호 전달, 대사 및 암 연구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGF1 토끼 pAb
비고/별칭	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
종	인간
유전자ID	3479
면역원	인간 IGF1 (NP_000609.1)의 아미노산 50-150 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05019
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩