


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Igf1 토끼 다클론 항체 - P05019

품목 번호: CM0017250



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 사용 가능한 인간 IGF1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 성장인자 신호전달, 대사 및 신경과학 연구에 적용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

제품 사양	세부 정보
제품명	IGF1 토끼 pAb
비고/별칭	IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1
종	인간
GeneID (인간)	3479
GeneID	3479
면역원	합성 펩타이드 인간 IGF1(NP_000609.1)의 아미노산 50-150번에 해당하는 서열을 포함하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P05019
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩