

Wb, Elisa용 항IgF1R 토끼 다클론 항체 - P08069

품목 번호: CM0018374



소개

인간 IGF1R(CD221/IGFIR)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. IGF 신호 전달, 암 생물학 및 세포 증식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] IGF1R 토끼 pAb
비고/별칭	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; 1R
종	인간
유전자ID	3480
면역원	인간 IGF1R(NP_000866.1)의 아미노산 1201-1367에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08069
단백질 분자량	155kDa
배송	아이스 팩