


If/Icc용 Anti-Igf2 Rabbit Polyclonal Antibody - P01344

품목 번호: CM0023642



소개

인간 IGF2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, IF/ICC에 적합합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 태아 성장, 포도당 대사 및 조직 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IGF2 Rabbit pAb
비고/별칭	IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; insulin like growth factor 2
종	인간
GeneID (인간)	3481
GeneID	3481
면역원	합성 펩타이드 인간 IGF2 (P01344)의 아미노산 70-180 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	IF/ICC
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P01344
단백질 분자량	20kDa/26kDa
배송	아이스백