


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Igf2 토끼 다클론 항체 - P01344

품목 번호: CM0021502



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었으며 인간, 마우스 및 쥐 샘플과 교차 반응성을 보이는 IGF2 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원을 사용하여 태아 성장, 대사 및 분화 연구에서 인슐린 유사 성장 인자 II(insulin-like growth factor II)를 안정적으로 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGF2 토끼 pAb
비고/별칭	GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2
종	인간
GeneID (인간)	3481
GeneID	3481
면역원	재조합 단백질: 인간 IGF2의 아미노산 25-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_000603.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P01344
단백질 무게	20kDa
배송	아이스팩