


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Igf2Bp2/Imp2 단클론 항체 - Q9Y6M1

품목 번호: CM0004970



소개

WB, IHC-P, IP, ELISA용 항IGF2BP2/IMP2 토끼 단클론 항체. mRNA 안정성 및 수송을 조절하는 RNA 결합 단백질인 인간 IGF2BP2/IMP2(66/62 kDa)와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IGF2BP2/IMP2 토끼 mAb
비고/별칭	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
종	인간
유전자ID (인간)	10644
면역원	인간 IGF2BP2/IMP2 (NP_001007226.1)의 아미노산 500-595에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y6M1
단백질 분자량	66 kDa/62 kDa
배송	아이스 팩