


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Igf2Bp2/Imp2 폴리클로날 항체 - Q9Y6M1

품목 번호: CM0026239



소개

mRNA 운반 및 안정성에 관여하는 핵심 RNA 결합 단백질인 IGF2BP2/IMP2에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 암 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
종	Human
GeneID (인간)	10644
GeneID	10644
면역원	합성 펩타이드 인간 IGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3)의 아미노산 500-599 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9Y6M1
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 팩