


Anti-Igf2Bp2/Imp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Elisa - Q9Y6M1

품목 번호: CM0022859



소개

인간 IGF2BP2/IMP2에 대한 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. mRNA 안정성 및 수송에 관여하는 약 66kDa 단백질을 표적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	IGF2BP2/IMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
종	인간
GeneID	10644
면역원	인간 IGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3)의 아미노산 330-599 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6M1
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백