


Wb, Elisa용 항Igf2Bp3 다클론 항체 - O00425

품목 번호: CM0028782



소개

WB, ELISA용 IGF2BP3 토끼 pAb. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 인슐린 유사 성장 인자 2 mRNA 결합 단백질 3(IMP3/KOC)을 표적으로 합니다. 암 연구 및 RNA 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IGF2BP3 토끼 pAb
비고/별칭	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
종	인간
유전자ID	10643
면역원	인간 IGF2BP3(NP_006538.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00425
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스팩