


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Igf2Bp3 폴리클로날 항체 - O00425

품목 번호: CM0029972



소개

사람 IGF2BP3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 암 및 발생 생물학에서의 RNA 결합 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGF2BP3 Rabbit pAb
비고/별칭	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
종	사람
GeneID	10643 (사람)
면역원	사람 IGF2BP3 (NP_006538.2)의 아미노산 300-579에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O00425
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백