


Wb, Elisa용 Anti-Igfals 다클론 항체 - P35858

품목 번호: CM0013889



소개

WB 및 ELISA용으로 검증되었으며 마우스와 랫드에 교차 반응성을 보이는 토끼 항-인간 IGFALS 다클론 항체입니다. 분비성 혈장 단백질인 IGFALS는 삼원 복합체 형성을 통해 IGF 생체이용률을 조절합니다. 단백질 상호작용 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFALS Rabbit pAb
비고/별칭	ALS; ACLSD; IGFALS
종	인간
GeneID (인간)	3483
GeneID	3483
면역원	재조합 단백질 인간 IGFALS(NP_004961.1)의 아미노산 396-605에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P35858
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백