

Wb, Elisa용 Anti-Igfbp1 단일클론 항체 - P08833

품목 번호: CM0002865



소개

인간 IGFBP1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. IGFBP1은 IGF 생체 이용률과 세포 이동을 조절하며, 성장 인자 연구 및 진단 검사 개발에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IGFBP1 Rabbit mAb
비고/별칭	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3484
GeneID	3484
면역원(Immunogen)	인간 IGFBP1 (P08833)의 아미노산 160-259 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P08833
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)