

Wb, Elisa용 Anti-Igfbp1 토끼 다클론 항체 - P08833

품목 번호: CM0017045



소개

IGFBP1 토끼 pAb는 인간 인슐린 유사 성장인자 결합 단백질 1을 표적으로 하는 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. IGF 신호전달, 세포 이동 및 세포사멸 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBP1 토끼 pAb
비고/별칭	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
종	인간
GeneID (인간)	3484
면역원	재조합 단백질 인간 IGFBP1(NP_000587.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08833
단백질 중량	28kDa
배송	아이스백