


Wb 및 Elisa용 Anti-Igfbp2 Rabbit Polyclonal Antibody - P18065

품목 번호: CM0018020



소개

인간 IGFBP2를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 약 35 kDa 단백질을 인식합니다. IGF 매개 증식, 분화 및 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
종	인간
유전자 ID (인간)	3485
유전자 ID	3485
면역원	인간 IGFBP2 (NP_000588.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18065
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백