


Wb 및 Elisa용 Anti-Igfbp3 토끼 다클론 항체 - P17936

품목 번호: CM0016439



소개

인간 IGFBP3를 표적으로 하며 Western blot 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 32 kDa 밴드를 검출하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. IGF 신호전달 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBP3 토끼 pAb
비고/별칭	IBP3; BP-53; IGFBP3
종	인간
유전자 ID (인간)	3486
유전자 ID	3486
면역원	인간 IGFBP3의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드(NP_000589.2)
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P17936
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩