

Wb 및 Elisa용 Anti-Igfbp3 토끼 다클로날 항체 - P47878

품목 번호: CM0029803

소개

마우스 IGFBP3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트 IGFBP3를 검출합니다. 세포자멸사(apoptosis) 및 IGF 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBP3 Rabbit pAb
비고/별칭	IGFBP-3; IGfbp3
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	3486
GeneID	16009
항원(Immunogen)	마우스 IGFBP3 (NP_032369.2)의 아미노산 28-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P47878
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)