

Wb, Elisa용 Anti-Igfbp4 토끼 다클론 항체 - P22692

품목 번호: CM0015630



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 IGFBP4 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. IGF 생체 이용률 및 성장 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBP4 토끼 pAb
비고/별칭	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
종	사람
GeneID (사람)	3487
GeneID	3487
면역원	사람 IGFBP4의 아미노산 178-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001543.2)
제조 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P22692
단백질 분자량	28kDa
운송 조건	얼음팩