

항-Igfbp4 토끼 다클론 항체 - P22692

품목 번호: CM0020386



소개

인간 IGFBP4에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 IGFBP4를 검출합니다. IGF 신호 전달 및 성장 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IGFBP4 토끼 pAb
비고/별칭	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
종	인간
유전자 ID	3487
면역원	인간 IGFBP4(NP_001543.2)의 아미노산 22-258에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22692
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩