

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Igfbp7 토끼 단일클론 항체 - Q16270

품목 번호: CM0010195



소개

인간 IGFBP7(Q16270)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 혈관신생, 세포 부착 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IGFBP7 토끼 mAb
비고/별칭	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
종	인간
유전자 ID(인간)	3490
유전자 ID	3490
면역원	합성 펩타이드: 인간 IGFBP7(Q16270)의 아미노산 50~150번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16270
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩