

Wb, Elisa용 Anti-Igfbpl1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Wx77

품목 번호: CM0023200



소개

인간 IGFBPL1(IGFBP-rP4)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. IGF 신호 전달 및 종양 억제 연구에 적합. 29kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGFBPL1 Rabbit pAb
비고/별칭	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113O24.1; IGFBPL1
종	인간
유전자 ID	347252
면역원	합성 펩타이드 (인간 IGFBPL1 (NP_001007564.1)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WX77
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백