

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ighd 토끼 단일클론 항체 - P01880

품목 번호: CM0002304



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-IGHD 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 및 체액성 면역 연구를 위해 사람 면역글로불린 중쇄 상수 델타 사슬(P01880)을 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGHD Rabbit mAb
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3495
GeneID	3495
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 IGHG (P01880)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P01880
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)