


Anti-Ighmbp2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P38935

품목 번호: CM0020902



소개

인체 IGHMBP2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. RNA 헬리카제, 리보솜 생합성 및 신경퇴행성 질환 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IGHMBP2 토끼 pAb
비고/별칭	HCSA; HMN6; CATF1; CMT2S; SMARD1; SMUBP2; ZFAND7; IGHMBP2
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	3508
유전자 ID	3508
면역원	인체 IGHMBP2(NP_002171.2)의 540-720 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐
SWISS	P38935
단백질 무게	109kDa
배송	아이스팩