

Anti-Igsf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75054

품목 번호: CM0016289

소개

이 인간 IGSF3(EWI-3)에 대한 토끼 폴리클론항체는 웨스턴 블롯팅과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 태반, 신장 및 폐 조직에서 면역글로불린 슈퍼패밀리 구성원 3 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IGSF3 Rabbit pAb
비고/별칭	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
종	인간
유전자 ID	3321
면역원	인간 IGSF3 (NP_001007238.1)의 아미노산 350-562에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75054
단백질 분자량	135kDa
배송	아이스백