

Anti-Igsf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - O95976

품목 번호: CM0017204

소개

Anti-IGSF6 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 아미노산 1-241에 걸친 재조합 단백질 면역원입니다. DORA/IGSF6 단백질에 대한 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	IGSF6 Rabbit pAb
비고/별칭	DORA; IGSF6
종	인간
유전자 ID (인간)	10261
유전자 ID	10261
면역원	인간 IGSF6 (NP_005840.2)의 아미노산 1-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95976
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백