

Wb 및 Elisa용 항-Ihh 토끼 다클론 항체 - Q14623

품목 번호: CM0024884



소개

IHH(인디안 헤지호그 단백질)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 래트 시료와 반응합니다. 뼈 및 연골 발달, 세포 신호 전달 및 관련 분야 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IHH 토끼 pAb
비고/별칭	BDA1; HHG2; IHH
종	사람
유전자 ID	3549
면역원	재조합 단백질 (사람 IHH(NP_002172.2)의 아미노산 202-411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q14623
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩