


Wb, Elisa용 Ik 폴리클로날 항체 - Q13123

품목 번호: CM0014967



소개

인간 IK(Red/RER)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 및 랫트와의 교차 반응성을 가지며 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 스플라이스솜 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IK Rabbit pAb
비고/별칭	RED; RER; CSA2; IK
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3550
유전자 ID	3550
항원(Immunogen)	인간 IK (NP_006074.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13123
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)