


Anti-Ikaros Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13422

품목 번호: CM0024698



소개

Anti-Ikaros Rabbit Polyclonal Antibody (Q13422)는 인간에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 림프구 및 적혈구 분화에 관여하는 Ikaros 전사 인자를 표적으로 합니다. 면역검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ikaros Rabbit pAb
비고/별칭	IKI; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
종	인간
GeneID (Human)	10320
GeneID	10320
면역원	재조합 단백질 인간 Ikaros(NP_006051.1)의 아미노산 296-457에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q13422
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백