


Wb용 Anti-Ikaros 토끼 다클론 항체 - Q13422

품목 번호: CM0022475



소개

인체 Ikaros(IKZF1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA, ChIP 검증 완료. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 조혈 분화 및 림프구 발달 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ikaros 토끼 pAb
비고/별칭	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
종	인체(Human)
GeneID (인체)	10320
GeneID	10320
면역원	인체 Ikaros(NP_001207694.1)의 1-270 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	Q13422
단백질 무게	58kDa
배송	아이스팩