

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ikba 단일클론 항체 - P25963

품목 번호: CM0002901



소개

인간 IκBα(NF-kappa-B 억제제 알파)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 예측 분자량은 36 kDa입니다. NF-kB 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IκBα 토끼 mAb
비고/별칭	IKBA; MAD-3; NFKB1; EDAID2; IκBα
종	인간
GeneID (인간)	4792
GeneID	4792
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25963
단백질 무게	36 kDa
배송	아이스백