

## Wb, Elisa용 항-Iκba 다클론 항체 - P25963

품목 번호: CM0013236



### 소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 고품질 IκBα 토끼 pAb입니다. 인간, 마우스, 래트 시료에서 내인성 NF-κB 억제제 알파를 검출합니다. NF-κB 경로 및 염증 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | IκBα 토끼 pAb                                                           |
| 비고/별칭       | IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα                                      |
| 종           | 인간                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 4792                                                                  |
| 유전자 ID      | 4792                                                                  |
| 면역원         | 합성 펩타이드 인간 IκBα (NP_065390.1)의 아미노산 166-265 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 발원          | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                           |
| SWISS       | P25963                                                                |
| 단백질 분자량     | 36kDa                                                                 |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                  |