

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Ikba 폴리클론항체 - P25963

품목 번호: CM0016911



소개

인간 IκBα(NF-kappa-B 억제제 알파)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IP, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. NF-κB 신호전달, 염증 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IκBα 토끼 pAb
비고/별칭	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
종	인간
GeneID (인간)	4792
GeneID	4792
면역원	인간 IκBα (NP_065390.1)의 아미노산 201-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25963
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백