

Wb, Elisa용 항-Iκbα 토끼 단클론 항체 - Q63746

품목 번호: CM0011244

소개

IκBα (NFKBIA)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응성이 있습니다. NF-카파 B 신호전달 연구에 적합합니다. 예상 분자량: 35 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IκBα 토끼 mAb
비고/별칭	RL/IF-1; IκBα
종	랫트
GeneID (인간)	4792
GeneID	25493
면역원	랫트 IκBα (NP_001099190.2)의 아미노산 1-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q63746
단백질 분자량	35 kDa
배송	아이스 팩