

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ikbip 폴리클로날 항체 - Q70Uq0

품목 번호: CM0028787

소개

IKBIP(nuclear factor kappa-B kinase-interacting protein의 억제제)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, p53에 의해 조절되는 프로-아포토시스 인자입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKBIP Rabbit pAb
비고/별칭	IKIP; IKBIP
종(Species)	사람(Human)
GeneID (인간)	121457
GeneID	121457
면역원(Immunogen)	사람 IKBIP (NP_963906.1)의 아미노산 115-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q70UQ0
단백질 분자량(Protein Weight)	39kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)