

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ikbkap 폴리클로날 항체 - O95163

품목 번호: CM0018009



소개

사람, 쥐, 랫트 반응성을 갖추고 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-IKBKAP 토끼 폴리클로날 항체입니다. 엘롱게이터 복합체, tRNA 변형 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKBKAP Rabbit pAb
비고/별칭	FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	8518
면역원	사람 IKBKAP (NP_003631.2)의 아미노산 1093-1332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	O95163
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스백